

ERG 911 L ERG 911 LS

Ergomètres médicaux de sécurité couché/semi couché de nouvelle génération



SCHILLER
The Art of Diagnostics

ERG 911 L EASY / SMART

Ergomètre médical semi-allongé - technologie unique et innovante

ZONE D'APPLICATION

L'ergomètre de sécurité couché/semi-couché ERG 911 L a été conçu pour des applications en cardiologie.

Certaines considérations de sécurité, p.ex. en cas de troubles cardiovasculaires suspectés, de tests d'efforts après un infarctus ou à la suite d'opérations de pontage, nécessitent l'utilisation de cet ergomètre. L'utilisation de

l'ergomètre couché/semi-couché est également recommandée pour les examens pratiqués sur des personnes âgées ou handicapées. Grâce au positionnement idéal du patient sur la surface de couchage, il est possible d'effectuer un exercice identique à celui effectué sur l'ergomètre bicyclette.

- ❖ conforme aux normes européennes DIN EN 13405 et EDINVDE 0750-238
- ❖ simplicité d'utilisation

- ❖ console de commande rotative
- ❖ 5 programmes d'ergométrie configurables ou
- ❖ fonctionnement à distance du programme sur ordinateur ou
- ❖ appareil spirométrie ECG via RS-232
- ❖ grande précision de charge
- ❖ mécanisme quasi insonorisé, même à haute vitesse
- ❖ sans entretien

- ❖ tensiomètre précis

- ❖ la surface de couchage et l'appui-tête peuvent être ajustés à l'aide d'un moteur

- ❖ rotation en continu à l'aide du moteur (0° - 45°)
- ❖ construction stable en acier pour les patients pesant jusqu'à 160 kg
- ❖ boîtier élégant et facile à nettoyer

- ❖ dispositifs de réglage pour assurer la stabilité de l'appareil



- ❖ poignée de maintien stable et large appui-pieds près du sol, permettant un accès facilité pour tous les patients

ERG 911 LS EASY / SMART

Ergomètre spécial pour échocardiographie d'effort

ZONES D'APPLICATION

L'ERG 911 LS est un appareil dont la conception s'appuie sur la technologie de l'ergomètre de sécurité en position allongée / semi-allongée ERG 911 L.

Grâce à l'axe de pivot additionnel, la position du patient peut être inclinée dans un angle allant jusqu'à 45 degrés vers la gauche lors de l'épreuve d'effort. Cette mesure permet d'assurer une position favorisant des images ultra-son de haute qualité lors de l'échocardiographie d'effort. La stabilité du support pour l'épaule assure une

position confortable et sécuritaire du patient lorsque le siège est incliné vers la gauche.

Outre ces applications spéciales, l'ergomètre peut aussi être utilisé en tant qu'ergomètre couché/semi-couché régulier. Certaines considérations de sécurité, p.ex. en cas de troubles cardiovasculaires suspectés, de tests d'efforts après un infarctus ou à la suite

d'opérations de pontage, et les applications d'ergométrie d'effort spéciales, comme les examens de cathéter cardiaque, nécessitent l'utilisation de cet ergomètre. L'utilisation de l'ergomètre ERG 911 LS couché/semi-couché est également recommandée pour les examens pratiqués sur des personnes âgées ou handicapées.

❖ pour échocardiographie



❖ une ouverture située sur la surface de couchage ajustable permet d'effectuer des examens échographiques au niveau du cœur de manière aisée

❖ rotation en continu à l'aide du moteur (0° - 45°)

❖ une poignée de maintien stable et robuste ainsi que le support pour épaules assurent un positionnement sécuritaire du patient lorsque le siège est incliné.

❖ construction stable en acier pour les patients pesant jusqu'à 160 kg



Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schillerla.ch
www.schillerla.ch



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment
Co.,Ltd.
100015 Beijing, China
Phone +86 010 52007020
Fax +86 010 52007020-8016
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
Fax +385 1 309 66 60
info@schillerzg.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 63 36 49
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Phone +36 1 383 4780 / +36 1 460 9491
Fax +36 1 383 4778
info@schillerhungary.hu
www.schillerhungary.hu



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
Fax +48 22 843 20 89
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
125040 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 956 29 10
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Dietikon
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
Okmeydanı-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK
Bellshill, ML4 3PR
Phone +44 1698 744 505
Fax +44 1698 744 474
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

