

medel[®]

DIGITAL

Pèse-personne numérique



Extra large LCD display



Facile à lire



Arrêt / Démarrage automatique



Zone de pesée XL



Garantie 5 ans


Medel DIGITAL est un pèse-personne numérique avec un écran LCD extra-large et facile à lire avec rétro-éclairage blanc. Livré avec un design élégant adapté à tout environnement. Le démarrage et l'arrêt sont complètement automatiques. Capacité: 180 Kg. Les piles sont incluses.



CAPACITE 180 kg



Écran rétroéclairé blanc



Graduation de 100 g



Dimensions 34 x 34,5 cm



Piles incluses



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité de charge	180 kg (396 lb / 28 st)
Graduation	100 g (0,2 lb / 1/8 lb)
Source de courant	2 alcaline AAA 1,5V
Arrêt automatique	✓
Indicateur de batterie faible	✓
Dimensions	34 x 34,5 cm



Grand écran LCD blanc facile à lire

95133

