



SODIMMED
La santé au-delà des horizons

Société de Distribution de Matériel Médical et Orthopédique des Etablissements Dahmane
Agrément du Ministère de la Santé et de la population N° 108 du 14-01-2015

Réanimateur insufflateur Adulte & Enfant Eco B Life

Marque: Spencer

Origine: Italie

Modèle: Eco B Life

Masque pour ECO B-LIFE



Masques faciaux Eco-B LIFE transparente sont idéales pour une utilisation avec tous les types.

Caractéristiques techniques:

- réanimateurs de manuel, automatique ou en traitement d'inhalation.
- La structure est modélisée anatomiquement et ergonomiquement pour assurer
- une étanchéité parfaite sur le visage du patient et une adhérence optimale pour l'opérateur.
- coque transparente
- Vous permet d'inspecter et de vérifier:
 - si le patient saigne de la bouche ou le nez
 - si elle commence à vomir
 - si elle commence à respirer spontanément (le masque ternir)
 - la couleur des lèvres du patient

Coussin :

- Le coussin est réalisé en caoutchouc et est auto-clavable avec cycle de caoutchouc.