



SODIMMED

La santé au-delà des horizons

*Société de Distribution de Matériel Médical et Orthopédique des Etablissements Dahmane
Agrément du Ministère de la Santé et de la population N° 108 du 14-01-2015*

Brancard 281 empilable de catastrophe avec tête relevable

Marque : **SPENCER**

Origine : **Italie**

Modèle : **ST30281**

Brancard empilables est nécessaires n'importe où il est essentiel de stocker un grand nombre de brancards dans peu de place. Le châssis de la Série Stock est réalisé avec un alliage en aluminium autant résistant que léger. Les supports accomplissent la fonction de pièce d'entretoisement avec le brancard qui est posé au sol et d'éléments de stockage avec les brancards superposés. La tension de la toile peut être déterminée par avance grâce à un système rapide et précis obtenu avec des boucles en polypropylène. La toile est réalisée en nylon 600 D enduit de vinyle, ignifuge, imperméable et lavable. Le traitement en surface de l'aluminium garantit une longue durée. Dans peu d'espace on peut stocker un grand nombre de brancards, éventuellement même avec tête; cette caractéristique les rend idéals pour équiper les PMA.

Le seul brancard empilable avec tête réglable. Le système mécanique et le châssis de la tête sont réalisés en acier inox. Les brancards empilables peuvent être utilisés même pour recevoir les patients en attente d'être transférés dans des structures hospitalières; une permanence prolongée renforce l'exigence de garantir au patient le confort et la posture la plus convenable.

- Complet avec deux sangles de maintien de couleurs orange avec déverrouillage automatique
- Marquage réfléchissant pour augmenter la visibilité nocturne
- Poids: 6 kg
- Charge utile: 170 kg

