



## Cabas d'urgence LIFE BAG 01

Marque : SPENCER  
Origine : Italie  
Modèle : Life Bag 01

### Life Bag 01

Un grand compartiment central et deux poches latérales. Dans le compartiment central est positionnée une cloison en matière expansée doublée à haute densité, adaptable avec simplicité à n'importe quel conformation que l'on veut créer. A l'intérieur de la partie supérieure, deux bandes élastiques permettent de ranger les canules oropharyngiennes, les ciseaux et autres accessoires. Les poches latérales sont fermées avec une fermeture à glissière protégée.

### Caractéristiques techniques :

- Dimensions: 340 x 260 x h200 mm
- Poids: 800 g
- Volume: 18 L



|                    |         |                              |        |        |
|--------------------|---------|------------------------------|--------|--------|
| Broderie           | Produit | 60 x 30 mm [2.36 x 1.18 in]  | col 02 | min 01 |
| Impression à chaud | Produit | 160 x 30 mm [6.29 x 1.18 in] | col 01 | min 01 |

*Life Bag est une gamme de valises d'urgence dessinées et réalisées par Northon, une société leader dans la fabrication des sacs de premier secours, pour Spencer. Après avoir analysé les exigences des secouristes en Europe, nous avons créé trois modèles avec caractéristiques analogues pour qualité, durabilité et avantages, mais avec une réduction des volumes et la possibilité de stocker différents équipements.*