



SODIMMED

La santé au-delà des horizons

Société de Distribution de Matériel Médical et Orthopédique des Etablissements Dahmane
Agrément du Ministère de la Santé et de la population N° 108 du 14-01-2015

Chaise Portoir

Marque : SPENCER

Origine : Italie

Modèle : 420

Spencer 420



La chaise portoir SPENCER 420 est un dispositif médical réalisé et conçu pour permettre de transporter les patients en position assise. Ce modèle, grâce à ses dimensions plutôt compactes, permet d'intervenir en milieux d'accès difficile et d'être ainsi rangé facilement à l'intérieur des véhicules de secours. Cette chaise portoir se caractérise par son poids extrêmement contenu et pour sa simplicité d'utilisation, notamment pour l'ouverture et fermeture aisées. La chaise est livrée avec un jeu de sangles patient avec boucle plastique.

Caractéristiques Techniques

- ✓ Matériau Aluminium/Acier inoxydable
- ✓ Hauteur dépliée 900 mm
- ✓ Hauteur pliée 900 mm
- ✓ Largeur 490 mm
- ✓ Epaisseur 180 mm
- ✓ Longueur 590 mm
- ✓ Longueur avec poignées dépliées 1180 mm
- ✓ Poids 10,5 kg
- ✓ Capacité de portage 150 kg
- ✓ 2 roues arrières 125x32 mm
- ✓ Accoudoirs Non Ceintures 2 pièces
- ✓ Sacoche porte ceintures
- ✓ Châssis soudé
- ✓ Toile assise/dossier

