



SODIMMED
La santé au-delà des horizons

Société de Distribution de Matériel Médical et Orthopédique des Etablissements Dahmane
Agrément du Ministère de la Santé et de la population N° 108 du 14-01-2015

Chaise d'évacuation avec chenille PRO-SKID

Marque : SPENCER
Origine : Italie
Modèle : Pro-Skid




Pro-Skid

La nouveauté technique et esthétique plus importante est l'adoption de courroies passives qui glissent sur les escaliers avec un haut niveau de sécurité et sans effort. Dans l'ensemble, un examen attentif révèle une chaise à l'esthétique très soignée et de style au concept autonome. L'agressivité est obtenue en mélangeant des arguments techniques, comme la forme tortueuse du châssis soudé ou l'originalité évidente de la posture de l'assise, à des qualités esthétiques comme les angles distribués un peu partout, le dossier incliné et télescopique, l'appuie-tête réglable en hauteur, la poignée de transport placée à l'arrière au point d'être détachée de la chaise de façon idéale. Design innovateur et haute sécurité d'utilisation font de la nouvelle série Skid une nouveauté absolue dans les systèmes d'évacuation et de transport.

Au niveau des détails, la Pro Skid-E a le même châssis et les mêmes trains de glisse que la Skid-E mais avec d'importantes différences liées surtout à la différente utilisation d'une chaise de transport par rapport à celle d'une chaise d'évacuation. En effet, une variation de la position et de la distribution des poids associée à l'application de pratiques poignées postérieures permettent d'utiliser la Pro Skid-E même pour remonter des escaliers. La chaise Pro Skid-E est fournie avec deux ceintures en polypropylène 50 mm.

- Poids: 15 kg



La Pro Skid-E est équipée de deux paires de poignées permettant de soulever la chaise de manière ergonomique, améliorant la visibilité pour éviter les obstacles.