



SODIMMED

La santé au-delà des horizons

*Société de Distribution de Matériel Médical et Orthopédique des Etablissements Dahmane
Agrément du Ministère de la Santé et de la population N° 108 du 14-01-2015*

Chariot d'urgence CARRERA

Marque : SPENCER
Origine : Italie
Modèle : CARRERA

CARRERA



Un nouveau chariot brancard complet, solide, capable de réécrire les paramètres d'excellence de sa catégorie. Personne avant n'avait prêté autant de soin et d'attention à l'innovation technologique et à l'exploitation de l'espace. Aucun autre chariot brancard ne possède un design si harmonieux et aucun autre chariot brancard ne peut contenir un plan dur. Deux versions, haute et basse, étudiées, conçues et réalisées entièrement en Europe pour satisfaire toutes les exigences de ceux, qui dans le secours, sont exigeants. Le chariot brancard Carrera est fourni avec deux ceintures.



SODIMMED

La santé au-delà des horizons

*Société de Distribution de Matériel Médical et Orthopédique des Etablissements Dahmane
Agrément du Ministère de la Santé et de la population N° 108 du 14-01-2015*

Les performances

Sur les béquilles postérieures, de nouvelle réalisation, est présent le nouveau système de suspensions capable d'amortir les vibrations et les bruits du pavé avant qu'elles soient transmises et ressenties par le patient. On obtient de cette façon une majeure stabilité, directions plus précises et un transport plus doux même sur des parcours endommagés. Le système n'est pas un accès coûteux, mais il est de série sur tous les modèles de la gamme, comme est de série la nouvelle version du système de recherche de la hauteur de charge, pour que vous puissiez adapter votre Carrera à n'importe quelle ambulance. La simplicité et la perfection de construction ont atteint des nouveaux standards.

Caractéristiques techniques:

- Dans les scénarios du secours international le plan dur est devenu un élément essentiel; le Carrera est prêt pour accueillir le plan dur B-bak dans le compartiment réalisé sous la couche patient. La fixation se fait automatiquement avec une légère pression.
- Longueur: 1970 mm
- Largeur: 570 mm
- Poids: 35 kg
- Charge utile: 160 kg
- Roues: 200 mm
- Freins: postérieurs
- Hauteur de charge version basse de 500 à 650 mm
- Hauteur de charge version haute de 590 à 740 mm
- Hampes rabattables
- Longueur: 630 mm
- Hauteur: 180 mm