



**SODIMMED**  
La santé au-delà des horizons

Société de Distribution de Matériel Médical et Orthopédique des Etablissements Dahmane  
Agrément du Ministère de la Santé et de la population N° 108 du 14-01-2015

## Masque d'oxygene enfant avec reservoir

**Marque : SPENCER**  
**Origine : Italie**  
**Modèle : OXYMASK 150**



### **OXYMASK 150**

#### **Masque haute concentration pédiatrique**

Pour administrer avec efficacité j'oxygène à la meilleure concentration.

Complète de

- sachet réservoir doux
- tubulure de connexion à oxygène 2 m

#### **Caractéristiques techniques :**

- Matériel pvc et pp
- Latex free
- Clip métallique pince-nez
- Elastique réglable pour l'application au visage
- Pour patients pédiatriques
- Dispositif unique usage