


SED

Estricatore/immobilizzatore spinale



Spencer Extrication Device è un dispositivo per estricazione e immobilizzazione spinale in situazioni di emergenza particolarmente indicato all'utilizzo in spazi ristretti.

Caratteristiche specifiche

Sistema di cinture con riferimenti cromatici per rendere più intuitiva e rapida l'applicazione
 Rivestimento in PVC per garantire igienizzazione efficace
 La separazione degli elementi rigidi, permette elevata rigidità verticale e flessibilità orizzontale.
 Completo di cuscino per la zona nucale
 Radiocompatibile

Accessori di serie

Sacca di trasporto

⁽¹⁾ In corrispondenza dei ganci

Dati tecnici

Lunghezza	830 mm
Larghezza	900 mm
Spessore massimo ⁽¹⁾	25 mm
Ingombro avvolto con sacca	850x250x120 mm
Materiali	PVC, Nylon
Peso senza sacca	2,60 kg
Peso con sacca	2,85 kg
Portata massima	100 kg

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

SED - SPENCER EXTRICATION
 DEVICE CON SACCA



SR00111B

Classificazione CND	V0804
Identificativo registrazione	102330

NATO stock n° 6515-15-149-8710

Rev.3 (26/11/2014)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it