

SPIROVIT SP-1 G2

Spiromètre portatif avec une technologie à ultrasons
L'innovation au service des soins pulmonaires




SCHILLER
The Art of Diagnostics

SPIROVIT SP-1 G2

Le SPIROVIT SP-1 G2 de SCHILLER est la solution tout-en-un de test de la fonction pulmonaire : une spirométrie portable/en cabinet pour les prestataires de soins, quelle que soit leur taille.

- Technologie à ultrasons : sans étalonnage, pas de temps de préchauffage, pas de pièces mobiles.
- Informations en temps réel sur écran LCD



TECHNOLOGIE ULTRASONIQUE

Grâce à une technologie à ultrasons, GANSHORN, les enregistrements sont extrêmement précis et le capteur est sans entretien et sans étalonnage. Le système n'est pas tributaire de la composition des gaz, de la pression de l'air, de la température et de l'humidité. Les ScoutTubes jetables assurent une hygiène maximale ainsi que la sécurité des patients.

JETABLES ET DURABLES


Afin d'assurer la durabilité du produit, SCHILLER compense le CO₂ émis dans le cadre de la production, du conditionnement, de l'expédition et de l'élimination des ScoutTubes.



neutral 01-20-162037
Climate-neutral product myclimate.org

AFFICHAGE EN TEMPS RÉEL

Le grand écran LCD couleur permet d'assurer les bons résultats du patient et de la validité de la mesure. Les informations sont affichées en temps réel et le spiromètre indique la qualité de la procédure après chaque test. Un écran incitatif est disponible pour les tests pédiatriques.



Écran incitatif pour la spirométrie pédiatrique

LARGE PLAGE DE MESURES Y COMPRIS POUR L'INTERPRÉTATION

Le spiromètre mesure les CVF, CVL et VMM. En outre, des tests préalables et postérieurs sont possibles. Le SPIROVIT SP-1 G2 interprète automatiquement les résultats et fournit des informations sur un éventuel diagnostic. Les résultats peuvent être imprimés sur place à l'aide d'une imprimante thermique intégrée.

CHARIOT POUR PLUS DE MOBILITÉ

Le SPIROVIT SP-1 G2 offre l'avantage de réaliser une spirométrie, où que vous vous trouviez, sans ordinateur. Pour plus de mobilité, le système est également disponible avec un chariot équipé d'un bac pour les consommables, tels que les ScoutTubes.

CVF, CVL et VMM, tests préalables et postérieurs, large plage de valeurs normales

Imprimante thermique haute résolution

Exportation des enregistrements spirométriques de la mémoire interne au format PDF et enregistrement sur un support externe

Écran LCD : les informations s'affichent en temps réel

Capteur ultrasonique : sans étalonnage et sans maintenance

Clavier muni d'une protection hygiénique garantissant une parfaite étanchéité à la poussière, aux souillures et aux liquides

Conformité avec les recommandations ATS/ERS 2019

ScoutTubes jetables pour une hygiène maximale et une plus grande sécurité des patients





Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99 0
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment
Co.,Ltd.
100015 Beijing, China
Phone +86 010 52007020
Fax +86 010 52007020-8016
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
Fax +385 1 309 66 60
info@schillerzg.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 63 36 49
info@schiller.fr
www.schiller.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
Fax +48 22 843 20 89
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
119049 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8912 Obfelden
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
Okmeydani-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
Anstruther, Fife KY10 3H
Phone +44 16 190 72 565
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

La disponibilité de l'appareil est assujettie à l'approbation des autorités de réglementation locales.

