



Calypso

Système multifonctionnel
pour radiographie
numérique directe

www.gmmspa.com





EXCELLENTE VALEUR CLINIQUE

Haute qualité des résultats diagnostiques dans tous les champs d'application de la radiographie numérique directe.

- Traumatologie
- Urgence
- Examens spécialisés et de routine
- Stitching





DESIGN ET TECHNOLOGIE INNOVATRICE

Table d'examen à hauteur variable et flottante dans les quatre directions: positionnement du patient aisé et rapide entraînant l'optimisation du flux de travail et une considérable augmentation de la productivité.



FIABILITÉ ET EFFICACITÉ



Suspension plafonnrière caractérisée par une structure compacte et légère assurant une flexibilité optimale des déplacements.

- Collimation automatique ou manuelle
- Alignement automatique
- Large panneau de commande à écran tactile pour la gestion complète du système



L'alignement automatique du capteur à la position de la suspension plafonnrière garantit l'exécution soignée de projections AP et d'incidences obliques même en changeant la distance focale.



Bucky mural réglable verticalement et basculant pour une exécution facile des examens du crâne, du thorax, de la colonne et des extrémités.


L'inclinaison du capteur de -20° à $+90^{\circ}$ de la position verticale facilite le positionnement du patient pour l'exécution d'incidences spéciales du crâne et des articulations.
La rotation du capteur de 90° de l'horizontale, simplifie l'exécution des examens sur brancard.



UNE FIABILITÉ
OPÉRATIONNELLE
MAXIMALE



Vaste séries de configurations pour répondre à toutes les exigences d'application.



UNE QUALITÉ
D'IMAGE
SUPÉRIEURE





CONTACTEZ-NOUS

GENERAL MEDICAL MERATE SPA
Via Partigiani, 25
24068 SERIATE (BG) - Italy

Phone +39 035 45 25 311
Fax +39 035 29 77 87
info@gmmspa.com

Calypso Fra - 4240 - 0817 Data is subject to change without prior notice

www.gmmspa.com

