

# Gemini 2

BUGGY



**C13**  
noir  
mat

**C48**  
gris  
foncé

noir  
gris

bleu  
gris

vert  
gris

- Maintien de la tête
- Maintien du tronc
- Revêtement agréable et doux
- Design intemporel
- Stabilisation du pied



Une posture correcte, même à un très jeune âge, est importante. Grâce à notre large gamme d'accessoires, vous pouvez adapter la Gemini 2 pour un positionnement optimal. Qu'il s'agisse d'une utilisation de courte ou de longue durée, un changement de posture au cours de la journée est indispensable pour votre enfant. Que ce soit pour soulager les points d'appui, favoriser la circulation sanguine ou simplement pour le confort. Vous aimez être en contact visuel permanent avec votre

enfant ? Votre enfant préfère voir et explorer le monde qui se trouve devant lui ? Inversez facilement le siège grâce au système intelligent ReverSeat.

**2 utilisations avec un seul siège:** En utilisant l'option châssis d'intérieur U82, vous pouvez rapidement y installer le siège de votre poussette. Vous transformez ainsi votre poussette en une chaise d'intérieur, pour de nombreuses activités amusantes et une utilisation autour de la table.

## Caractéristiques



Barre de poussée réglable



Frein à pédale



## Informations techniques

■ Largeur totale	620 mm & 690 mm
■ Hauteur totale	1200 mm & 1275 mm
■ Longueur totale	950 mm & 1060 mm
■ Largeur pliée	620 mm & 690 mm
■ Largeur d'assise	320 mm & 400 mm
■ Hauteur d'accoudoirs	200 mm

■ Hauteur d'assise	510 mm
■ Hauteur dossier	520 - 640 mm & 650 - 770 mm
■ Profondeur d'assise	300 - 360 mm & 360 - 420 mm
■ Poids	18 kg & 27 kg
■ Poids d'utilisateur	35 kg & 50 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg  
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.