

Jazz S50 KIDS

COMPACT
ET ROBUSTE

C91
vert



- Facile à transporter en voiture
 - Roues à dégagement rapide pour un démontage rapide
 - Protège-vêtements robustes
- Revêtement facile d'entretien
- Accoudoirs rabattables pour faciliter les transferts

Tout comme la musique, le Jazz S50 Kids est coloré et intemporel. Un fauteuil roulant basique mais solide pour une utilisation ambulatoire avec, par exemple, un membre cassé. Basique ? Oui, mais il est équipé d'accoudoirs rabattables, de repose-pieds réglables, de roues arrière amovibles et il est pliable pour un transport facile dans la voiture.

La couleur verte frappante ajoute à sa visibilité publique et à son attrait pour les jeunes.

Caractéristiques



Accoudoirs extra doux et confortables



Freins à pousser solides



Accoudoirs amovibles et rétractables



Repose-pieds pivotants et amovibles

Informations techniques

■ Largeur totale	518 - 558 mm
■ Hauteur totale (pliée)	915 mm
■ Longueur totale	914 mm
■ Largeur d'assise	320 - 360 mm
■ Hauteur d'accoudoirs	211 mm
■ Hauteur d'assise	457 mm

■ Hauteur dossier	360 mm
■ Profondeur d'assise	325 mm
■ Poids	15,20 kg
■ Poids d'utilisateur	60 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.