



Montreal

FAUTEUIL RELEVEUR - MODÈLE "DOS AU MUR"



tissu
beige

cuir
artificiel
noir

cuir
artificiel
taupe

- Facile d'utilisation
- Modèle "dos au mur" (10cm)
- Assise à translation

Le modèle Montreal peut être placé à une distance de 100 mm d'un mur et peut ainsi s'incliner totalement sans devoir le déplacer.

Dans un premier temps le relève jambes remonte, vous pouvez donc profiter les jambes allongées tout en restant droit. Puis le dossier s'incline à son tour pour adopter une position relax.



Caractéristiques



Protège-tête
(en option)



Housse d'accoudoirs
(en option)



Table 378 disponible
(en option)



Poche de rangement
latérale

Informations techniques

■ Largeur totale	850 mm
■ Longueur totale	830 mm
■ Hauteur totale	1140 mm
■ Hauteur d'assise	500 mm
■ Largeur d'assise	485 mm
■ Hauteur d'accoudoirs	150 mm

■ Profondeur du siège	510 mm
■ Hauteur dossier	700 mm
■ Poids	53,98 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	150 kg
■ Type d'alimentation électrique	courant de secteur
■ Information additionnelle	CE