

Turios

FAUTEUIL ROULANT
ELECTRIQUE COMPACT



Les batteries du Turios lui permettent d'être transportées par avion.

Le Turios est notre fauteuil électrique le plus compact. Il est entièrement configurable selon vos besoins et vos souhaits. Une large gamme de couleurs et d'options est disponible afin que vous puissiez créer le Turios qui vous correspond.

Grâce à sa petite taille, le Turios est facilement manoeuvrable et convient donc à une utilisation en intérieur. Prendre les transports en commun, utiliser un ascenseur ou se déplacer

dans votre appartement ne pose aucun problème à ce fauteuil roulant électrique compact. En extérieur, le Turios est également très performant. Avec ses grandes roues avant, il est adapté pour franchir les seuils de porte et il conserve une stabilité optimale.

Modifiez vos points d'appui tout au long de la journée grâce à la bascule d'assise et de dossier par vérins électriques incluse dans toutes les versions du Turios.

Caractéristiques



Version AA1 et AA2 disponibles



Disponible en dossier réglable en tension ou dossier préformé (voir ci-dessus)



En option:
SE19 - Eclairage LED



BZ8E - Repose-jambes électriques

Informations techniques

■ Largeur totale	580 // 610 / 640 mm
■ Longueur totale	1060 - 1070 mm
■ Hauteur dossier	550 mm
■ Hauteur d'assise	490 - 520 mm
■ Largeur d'assise	390 / 420 / 450 / 480 / 510 mm
■ Profondeur d'assise	430 - 510 mm

■ Batteries / Puissance	2x12V/38Ah/150W ou 2x12V/50Ah/450W
■ Vitesse	6 km/h ou 10 km/h
■ Rayon d'action	>25 km
■ Poids	105,8 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.