



hacare.com/fr/secteur/l/environnement/l/lieu/5/famille/148/collection/351

CHARIOT À LANGER CHARIOT SÉCURISÉ À TIROIRS JOINTIFS - MM3 (MOD'ALLI)

Chambre - Maternité / Pédiatrie




NOS POINTS FORTS

- Table à langer
- Protéger et verrouiller
- Rail porte-accessoires
- Faciliter le nettoyage

MANAGEMENT ET
SATISFACTION CLIENT
ISO 9001

DISPOSITIF MÉDICAL
ISO 13485



Lutter contre les nuisances sonores

Support **anti-vibratoire**, **amortisseur** haute performance : pour des **déplacements** fluides, **silencieux** et confortables, même en passage de seuil ou sortie d'ascenseur.
Les **nuisances sonores diminuent** significativement.



Sécuriser le stockage

Serrures **électroniques à digicode**, **RFID** ou par **simple clé** pour une **sécurité adaptée** à chaque usage. Le **RFID** offre un **accès rapide** et **sécurisé**, limitant l'accès aux **personnels autorisés**.
Traçabilité, fiabilité et praticité au quotidien.



Optimiser la surface de soins

La **fixation des accessoires** se fait en un geste, **sans aucun outil**, offrant un gain de temps immédiat.
Les **accessoires**, entièrement **modulables**, s'adaptent à chaque besoin et à chaque situation de soin, pour un **travail plus fluide** et **efficace** au quotidien.



Motorisation avec la 5^e roue

La **motorisation**, associée à une **5^e roue pivotante**, offre une grande **maniabilité**.
Elle **facilite** les **déplacements** avec sa **batterie escamotable**, **sécurisée à clé**, ses **20 km d'autonomie**, et sa **gâchette avant / arrière** équipée d'un **électro-frein**.

Performances

• Largeur	95,5 cm
• Profondeur	81,7 cm
• Hauteur	111 cm
• Charge maximale admissible	100 kg
• Nombre de glissières (hauteur G)	9G



Améliorer selon vos besoins



6 Options



22 Accessoires



1 coloris

Produits complémentaires



LITS



LITS ENFANT



LITS NOURRISSON



BERCEAU



MATELAS



TABLES À MANGER



MOBILIER



ARMOIRES DE NURSING



FAUTEUILS DE REPOS



SIÈGES

Des conseillers proches de vous



Julien FROMENT
contact@syneris-sante.com
06 99 85 93 21



Antoine MARIOT
Sud Ouest
a.mariot@hacare.com
07 45 29 16 99



Antoine WEIL
Hauts de France - Paris - Normandie
a.weil@hacare.com
07 43 56 64 39



Anthony GONZALES
Sud Est
a.gonzales@hacare.com
06 22 27 71 47
Béatrice PAZZINI
Aquitaine
sud.ouest.hospitalier@wanadoo.fr
05 56 34 81 93



Stéphane HARDOIN
Grand-Est
s.hardoin@hacare.com
07 44 73 69 53
Marine POINT
Nord Ouest
m.point@hacare.com
06 27 47 71 35

