



hacare.com/fr/secteur/l/environnement/2/lieu/9/famille/52/collection/252

DESSERTÉ MÉDICALE GUÉRIDON MM3 (STOCK'ALLI)

Logistique Hospitalière - Préparation

Réf. produit : PP-S60009-3PITV1



NOS POINTS FORTS

- Optimiser l'espace avec le concept P20
- Choisir les composants pour un mobilier médical sur mesure

MANAGEMENT ET
SATISFACTION CLIENT
ISO 9001

DISPOSITIF MÉDICAL
ISO 13485



Faciliter le nettoyage

Désassemblage sans outil pour un nettoyage intégral rapide, évite toute rétention pour une **hygiène parfaite** et un vrai **gain de temps** pour le personnel soignant.



Optimiser la surface de soins

La **fixation des accessoires** se fait en un geste, **sans aucun outil**, offrant un gain de temps immédiat.

Les **accessoires**, entièrement **modulables**, s'adaptent à chaque besoin et à chaque situation de soin, pour un **travail plus fluide** et **efficace** au quotidien.

Performances

• Largeur	70 cm
• Profondeur	46 cm
• Hauteur	102 cm
• Charge maximale admissible	50 kg
• Nombre de glissières (hauteur G)	9G



Améliorer selon vos besoins



4 Options



35 Accessoires

Produits complémentaires



PLANS DE TRAVAIL
MOBILES



BUREAU ADMINISTRATIF



PRÉPARATION

Des conseillers proches de vous



Julien FROMENT
contact@syneris-sante.com
06 99 85 93 21



Antoine MARIOT
Sud Ouest
a.mariot@hacare.com
07 45 29 16 99



Antoine WEIL
Hauts de France - Paris -
Normandie
a.weil@hacare.com
07 43 56 64 39



Anthony GONZALES
Sud Est
a.gonzales@hacare.com
06 22 27 71 47



Béatrice PAZZINI
Aquitaine
sud.ouest.hospitalier@wanadoo.fr
05 56 34 81 93



Stéphane HARDOIN
Grand-Est
s.hardoin@hacare.com
07 44 73 69 53
Marine POINT
Nord Ouest
m.point@hacare.com
06 27 47 71 35

